

VEGAS
COSMETICS

SKIN CELL TRONIC 2.0

› **Manual do Utilizador**



› Equipamento para tratamento de beleza com ultrassons, ionização e fototerapia

- › Agradecemos por ter optado pela compra do nosso equipamento Skin Cell Tronic. Desejamos-lhe grandes momentos de beleza e bem-estar com o Skin Cell Tronic.
- › Este equipamento foi desenvolvido exclusivamente para tratamentos de beleza e estética, que poderão ser realizados no conforto do seu lar. O Skin Cell Tronic não se destina a tratamentos médicos ou enfermidades. A Vegas Cosmetics não se responsabiliza por danos causados por utilização adversa às funções descritas neste manual.
- › Por favor leia este manual com atenção antes de utilizar o Skin Cell Tronic; caso tenha alguma dúvida, contacte o seu Conselheiro Vegas Cosmetics ou diretamente os nossos serviços. Guarde este manual em local seguro, de forma a poder consultá-lo sempre que necessário.
- › Utilize este equipamento exclusivamente em combinação com os produtos de cosmética indicados neste manual.

Índice

◆ Informações importantes acerca do seu Skin Cell Tronic	1
◆ Informações para utilização segura	2
◆ Apresentação das várias funções	4
◆ Carregamento	6
◆ Indicações para o tratamento da pele e utilização do SCT	7
◆ Tratamento geral da pele	7
◆ Tratamento antienvelhecimento	8
◆ Tratamento de distúrbios de pigmentação	10
◆ Tratamento de pele com impurezas	10
◆ Tratamento de pele sensível	11
◆ Certificado de garantia	12

Ficha Técnica

◆ Nome do equipamento:	Skin Cell Tronic
◆ Modelo ref:	SCT02 – Código: 460
◆ Corrente de entrada:	AC 100-240V
◆ Corrente da bateria:	15V, 400 mA
◆ Dimensões:	170 x 46 x 50mm
◆ Peso:	132g
◆ Frequência de ultrassons:	3MHz ±5%



Informações importantes acerca do seu Skin Cell Tronic

- ◆ **Ionização:** Dissocia, através da corrente galvânica contínua, as moléculas das substâncias ativas do produto de tratamento em íões, transportando estas valiosas substâncias ativas para as camadas mais profundas da pele. Simultaneamente reduz as imperfeições no rosto, as rugas, as bolsas e as olheiras e proporciona efeito lifting imediato.
- ◆ **Ultrassom:** O dispositivo de cuidados ultrassom atinge uma frequência até 3 milhões de impulsos por segundo. A mais recente tecnologia, combinada com um alto grau de segurança. A profundidade dos impulsos é limitada às camadas superficiais da pele e, por conseguinte, adequada para o tratamento de áreas mais sensíveis do rosto, como o contorno dos olhos. A elevada frequência das vibrações ultrassônicas massajam a nossa pele em profundidade, reorganizando as células e permitindo assim maior absorção das substâncias ativas do produto de tratamento. Além disso, estimula a produção de colagénio e elastina. As ondas suaves do ultrassom produzem uma esfoliação delicada e não invasiva à pele, eliminando apenas as células mortas e impurezas indesejáveis.
- ◆ **Fototerapia:** A luz fria LED de baixa frequência em diferentes cores, garante um tratamento individual e exclusivo para a sua pele.
- ◆ **Luz Azul:** Especialmente recomendada para peles sensíveis, oleosas e com erupções cutâneas. Acalma e reduz as inflamações na pele (como p. ex.: manchas de sensibilidade, excesso de oleosidade e impurezas). A produção de oleosidade é equilibrada e a pele é libertada eficazmente das impurezas e dos excessos das secreções sebáceas. A pele fica mais saudável e ganha elasticidade com o tratamento.
- ◆ **Luz Vermelha:** Adequada para todos os tipos de pele, estimula a produção de colagénio e elastina natural e melhora a circulação sanguínea. A pele ganha significativamente elasticidade e suavidade. As ondas delicadas da luz vermelha são especialmente indicadas para as zonas do contorno dos olhos e testa.
- ◆ **Luz Verde:** Especialmente indicada para a pele mista. Além de melhorar a absorção de oxigénio, produz efeito relaxante na micromusculação do rosto, provocando maior descontração da pele.

Os vários tipos de luzes apoiam maior absorção das substâncias ativas do produto de tratamento na pele. O Skin Cell Tronic destaca-se claramente pela possibilidade de utilizar o tratamento das várias luzes em simultâneo com a ionização e as vibrações do ultrassom.

O design do Skin Cell Tronic foi projetado especificamente para alcançar os contornos faciais mais difíceis garantindo assim fácil manuseamento e resultado excecional.

Informações para utilização segura

- › O Skin Cell Tronic tem como finalidade exclusiva o tratamentos estético de pele saudável, e não deve ser utilizado para outros fins.
- › Por favor, siga as instruções de uso descritas neste manual.
- › Recomendamos reduzir o tempo de tratamento na primeira utilização, principalmente se tiver tendência a reações alérgicas na pele.
- › O tratamento deve ser imediatamente interrompido assim que surgirem reações adversas.

O dispositivo não pode ser utilizado nas seguintes circunstâncias:

- › Durante a gravidez
- › Se tiver alguma prótese de metal ou silicone no rosto
- › Se tiver feridas no rosto
- › Queimaduras solares
- › Infecções cutâneas e dermatite
- › Pele irritada com prurido e elevada temperatura
- › Após ingestão de esteroides, hormonas ou diminuição da função hepática
- › Se tiver peças metálicas no corpo
- › Problemas cardíacos (em particular pessoas com pacemaker)

O Skin Cell Tronic nunca deve ser utilizado na garganta ou diretamente nos olhos.

Nota:

Para a sua própria segurança, leia com atenção as instruções antes de utilizar o Skin Cell Tronic. Este dispositivo é um instrumento de precisão. Para poder utilizar o Skin Cell Tronic com sucesso, é importante que entenda e siga as informações detalhadas neste manual. Qualquer utilização adversa invalida a garantia do fabricante.



Teste a sua pele para alergias:

1. Testar no pulso, com a pele bem limpa.
2. Aplicar o produto de tratamento (p. ex.: Hyaluron Gel) e observar as reações da pele. Caso verifique alguma reação desagradável durante este teste, interrompa de imediato o tratamento.
3. Caso não sinta qualquer reação desagradável, pode utilizar o dispositivo e o produto de tratamento.
4. Se em qualquer momento da utilização sentir algum desconforto ou reação alérgica interrompa de imediato o tratamento.



Informações para a utilização correta do Skin Cell Tronic

1. Guarde o aparelho num lugar seco. Nunca o mergulhe em água. Os componentes eletrônicos do equipamento podem corroer ou mesmo causar um curto-circuito.
2. Nunca tente desmontar ou abrir o aparelho. O aparelho só pode ser reparado por técnicos autorizados.
3. Utilize apenas o cabo e o transformador fornecido com o aparelho. A utilização de um transformador ou cabo impróprio pode provocar anomalias e invalidar a garantia.
4. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, uma vez que existe o perigo de engolirem partes mais pequenas.



Informações importantes de segurança



Não tentar desmontar o aparelho



Mantém fora do alcance das crianças




Mantém afastado de fontes de calor



Mantém em lugar seco



Mantém em lugar seguro



Não utilizar qualquer conector, salvo aquele que acompanha o aparelho

Apresentação das várias funções do Skin Cell Tronic

- Ultrassom com 3 milhões de impulsos por segundo
- Ionização (corrente galvânica contínua)
- Superfície de contacto (aplicador) em aço inoxidável de elevada qualidade

Luz LED Vermelha: 12 LED
Luz LED Azul: 12 LED
Luz LED Verde: 12 LED
Energia forte, altamente concentrada!



Eléctrodo galvânico da ionização



Indicador de intensidade de massagem

Indicador de ionização (Ion+ ou Ion-)

Indicador de ultrassom

Indicador de alimentação

Programas de tratamento pré-definidos

Botão selecionador da ionização

Ligar/Desligar ultrassom

Ligar/Desligar photon (Fototerapia)

On/Off (Ligar/Desligar)

CLEANS

ANTI-AGE

SENSITIVE

ION

SONIC

POWER
CHARGE

COMBI

ION

SONIC

PHOTON

ON/OFF




- O contacto do elétrodo é fundamental para o bom funcionamento da Ionização. Coloque sempre o indicador no elétrodo do dispositivo para fechar o circuito da corrente galvânica. Se estiver a utilizar o Skin Cell Tronic noutra pessoa, deve estar em constante contacto com a mesma durante o tratamento, para garantir o fecho do circuito.

Carregamento

- Durante o carregamento da bateria o indicador de alimentação pisca e desliga-se assim que a bateria estiver totalmente carregada.
- Logo que a capacidade da bateria baixar dos 3V, piscam todos os indicadores em simultâneo e o dispositivo desliga-se automaticamente.
- O Skin Cell Tronic está equipado com uma bateria recarregável de lões de lítio. Esta bateria deve ser sempre recarregada, na totalidade, após o seu descarregamento total (ver em cima).
- Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o processo de carregamento. Por favor carregue o Skin Cell Tronic totalmente, antes da primeira utilização.

Agora poderá testar o funcionamento do Skin Cell Tronic

- Coloque o aparelho numa superfície plana e salpique algumas gotas de água sobre o aplicador.
- Ligue o dispositivo, pressionando o botão **Ligar/Desligar** e de seguida pressione o botão **Sonic** para ativar o Ultrassom.
- Quando as gotas de água vibrarem, o ultrassom estará a funcionar corretamente.



Aconselhamos a utilização de produtos de tratamento da Vegas Cosmetics, especialmente o Hyaluron Gel em combinação com o Skin Cell Tronic, para garantir uma melhor e maior transmissão das ondas de ultrassom.

Durante a função de ionização (ION), o dispositivo emite um toque de alerta “bip” em cada 5 segundos. Este alerta serve para temporizar os vários tipos de tratamento (p. ex.: 1 toque por cada zona de acne, ou 5 toques para cada mancha de pigmentação) e para o recordar de avançar de ponto em ponto da zona a tratar. Após 10 minutos de utilização, o Skin Cell Tronic emite um sinal de alerta e desliga-se automaticamente para finalizar a respetiva fase de tratamento. A seguir pode voltar a ligar o dispositivo e continuar com a próxima fase de tratamento. Para terminar uma fase de tratamento ou a utilização do aparelho antes de decorridos os 10 minutos, basta pressionar o botão **Ligar/Desligar**.



Indicações para o tratamento da pele e utilização

Aplique uma quantidade de gel de tratamento da Vegas Cosmetics, no seu rosto e espalhe sem massajar. De seguida coloque uma porção do produto diretamente no aplicador do Skin Cell Tronic. Coloque o aplicador suavemente no seu rosto e inicie a massagem. Caso o dispositivo não deslize facilmente na pele, aumente a quantidade de produto no aplicador (normalmente necessita entre 4g a 5g de produto por cada sessão de tratamento) até obter a lubrificação necessária, que garanta bom deslizamento do dispositivo na pele. Durante o tratamento, deve garantir sempre a presença suficiente de gel no aplicador. Por isso vá acrescentando o gel de tratamento no aplicador conforme necessário, até finalizar a sessão de tratamento.




Deslize o aparelho, lentamente durante 5 segundos, do queixo para cima, em direção à orelha. Use movimentos de baixo para cima e uniformemente em ambos os lados da face.

Tratamento geral da pele

O Skin Cell Tronic deve ser utilizado até 3 vezes por semana apenas e nunca ultrapassando os 30 minutos por sessão de tratamento.

Primeiro passo: Limpeza profunda da pele

1. Retire a maquilhagem com removedor de maquilhagem e limpe bem a pele, p. ex.: com leite ou espuma de limpeza das nossas gamas.
2. Aplique uma quantidade suficiente de leite ou espuma de limpeza no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic. (Aconselhamos utilizar o produto de limpeza da gama Vegas Cosmetics que estiver a utilizar).
3. Prima o botão **On/off** para ligar o aparelho, selecione a função **CLEANSE**, através do botão **COMBI**.
4. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, conforme as indicações da figura ao lado, sempre de baixo para cima. Proceda noutras zonas do rosto da mesma forma.
5. Limpe o rosto com água e tonifique a pele com o tónico facial da sua gama Vegas Cosmetics. Limpe o aplicador do Skin Cell Tronic com um pano húmido ou se necessário utilize um produto desinfetante (Spray ou Álcool).



Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics (conforme a sua gama de tratamento): Espuma e tónico Aloe Vera, leite de limpeza Q10, espuma Hyaluron Care e gel de limpeza Sensitive Concept.

Segundo passo: Cuide da sua pele e obtenha uma tez rejuvenescida e com aspeto luminoso

1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic.
2. Prima o botão **On/off** para ligar o aparelho, selecione a função Anti- Age através do botão COMBI.
3. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, conforme as indicações das figuras na página 9. Movimente o aplicador lentamente em espaços de 5 segundos entre a zona do queixo e da orelha. Siga o mesmo padrão de massagem nas restantes zonas do rosto.
4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. ex.: creme de dia ou de noite Q10 ou Creme de dia & noite com ácido hialurónico da Vegas Cosmetics.

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics para este tratamento: Hyaluron Gel para o tratamento; Creme de dia ou de noite Q10, Creme de dia ou de noite Aloe Vera ou Creme de dia & noite com ácido hialurónico para a hidratação posterior ao tratamento.

Terceiro passo: Tratamento com Photon (Fototerapia) Sessão de tratamento com Luz-LED

1. Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho, selecione **Photon (Luz-LED)** e o tipo de luz desejada. **Vermelha:** Apoia a redução de rugas e estimula a produção natural de colagénio e elastina. **Azul:** Efeito anti-inflamatório para peles com impurezas e tratamento do Acne. **Verde:** Para o efeito relaxante e de descontração da micromusculação do rosto.
2. Após ter selecionado a luz-LED desejada, deslize com o aplicador próximo da pele, de ponto em ponto, nas zonas que pretende tratar.

Cada zona necessita de 10 a 30 minutos de tratamento.

Dica: Também pode utilizar a função **Photon (Fototerapia)** em simultâneo com as funções descritas para o tratamento no segundo passo. Para isso basta adicionar a função **Photon** desejada às funções indicadas em cima.

Tratamento Antienvhecimento

(para redução das rugas nas zonas dos olhos, boca, nariz e testa)

Primeiro passo:


Limpeza profunda da pele (proceda conforme as indicações do primeiro passo, no tratamento geral da pele).

Segundo passo:


1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic.
2. Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho, selecione a função ANTI-AGE através do botão COMBI acrescentando Photon (Luz vermelha).
3. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, conforme as indicações das figuras na página 9. Movimente o aplicador lentamente em espaços de 5 segundos entre a zona do queixo e da orelha. Siga o mesmo padrão de massagem nas restantes zonas do rosto.
4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. ex.: Creme de dia & noite com ácido hialurónico ou Creme de dia ou de noite Q10 da Vegas Cosmetics.

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics para este tratamento: Hyaluron Gel para o tratamento; Creme de dia & noite com ácido hialurónico, Creme de dia ou de noite Q10 ou Creme facial para a hidratação posterior ao tratamento.


Dica: Se pretender reforçar o tratamento com mais hidratação, aplique, a seguir ao tratamento com Hyaluron Gel, a Máscara Hidratante Aloe Vera e deixe atuar 10min., remova e finalize com o Creme dia & noite.




1. Deslizar de baixo para cima em linhas simétricas




2. Deslizar lentamente do queixo até à orelha




3. Do canto da boca até à frente da orelha



4. Do nariz até à sobrancelha



5. De baixo do nariz até à ponte do nariz



6. Do nariz até ao canto da testa (templo)

Tratamento de distúrbios de pigmentação

(como manchas de idade e de pigmentação)

Primeiro passo:

Limpeza profunda da pele (proceda conforme as indicações do primeiro passo, no tratamento geral da pele).

Segundo passo:

1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic.
2. Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho, selecione a função ANTI-AGE através do botão COMBI acrescentando Photon (Luz azul).
3. Deslize o aplicador durante 20 a 30 segundos (5 a 6 toques) de ponto em ponto nas zonas a tratar (manchas). Desta forma, garante a temporização correta do tratamento a efetuar em cada mancha.
4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. ex.: Creme de dia & noite com ácido hialurónico ou Creme de dia ou de noite Q10 da Vegas Cosmetics).

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics para este tratamento: Hyaluron Gel para o tratamento; Creme de dia & noite com ácido hialurónico, Creme de dia ou de noite Q10 para a hidratação posterior ao tratamento.

Tratamento de pele com impurezas (Acne) e oleosa

(à noite)

Primeiro passo:

Limpeza profunda da pele (proceda conforme as indicações do primeiro passo, no tratamento geral da pele).

Segundo passo:

1. Aplique uma quantidade suficiente de sérum Sensitive Concept no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic.
2. Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho, selecione a função Sensitive através do botão COMBI acrescentando **Photon (Luz azul)**.
3. Deslize o aplicador durante 5 segundos (1 toque) de ponto em ponto nas zonas a tratar (erupções). Desta forma, garante a temporização correta do tratamento a efetuar em cada zona de impurezas, reduzindo em simultâneo a inflamação e irritação da pele, através da Luz azul.
4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. ex.: Creme facial 24H Sensitive Concept).



Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics para este tratamento: Gel de limpeza Sensitive Concept para a limpeza profunda; sérum para peles com impurezas Sensitive Concept para o tratamento e Creme facial 24H Sensitive Concept para a hidratação posterior ao tratamento.

Dica: Poderá prolongar o tratamento **Photon** (Luz-LED), utilizando apenas esta função sem os tratamentos adicionais do Skin Cell Tronic. Assim poderá continuar a tratar a sua pele por mais 10 a 20 minutos, com a Luz-LED azul, após finalizar o tratamento indicado em cima. Este cuidado reduz adicionalmente as irritações e inflamações na pele.



Terceiro passo: Drenagem linfática (desintoxicação)

Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho e selecione **SONIC (Ultrassom)**. Siga os movimentos de massagem conforme as indicações da imagem ao lado. Desta forma garante uma drenagem (desintoxicação) eficaz das glândulas linfáticas.



Tratamento da pele sensível e “hipersensível”

1. Siga os passos indicados nos tratamentos acima, utilizando apenas a função **Sonic (Ultrassom)** sem ionização (Ion+/Ion-).
2. Conforme desejar poderá acrescentar as funções **Photon** (Luz-LED vermelha, azul ou verde).
3. Após o tratamento aplique uma máscara regeneradora (p. ex.: máscara hidratante Aloe Vera).
4. A seguir, poderá aplicar a gama de tratamento que utiliza habitualmente.



Observação: Além das funções COMBI é possível seleccionar cada função individualmente ou combinadas individualmente.



Certificado de Garantia

Modelo do produto:

Skin Cell Tronic (Código: 460)

Data da compra:

Local de compra:

Conselheiro Vegas Cosmetics:

1. No caso improvável do equipamento revelar alguma avaria ou anomalia durante os primeiros 24 meses, após a data da compra, a Vegas Cosmetics garante-lhe a reparação durante 2 anos.
2. Nestes casos, devolva o equipamento ao nosso/a Conselheiro/a ou diretamente para a nossa morada, juntamente da respetiva fatura ou venda a dinheiro e este certificado de garantia original.
3. Qualquer utilização contrária ou adversa às indicações contidas neste manual anula o direito de garantia.
4. Má utilização ou utilização imprópria, tais como:
 - a. Tentar abrir o equipamento
 - b. Danos causados por meio de transporte impróprio
 - c. Danos causados por quedas, manuseamento violento ou danificação de peças ou componentes do equipamento
 - d. Danos causados por exposição à água/humidade e excesso de temperatura está excluída desta garantia.
5. O certificado da garantia não pode ser substituído ou reposto. Por favor guarde-o em local seguro.



» Equipamento para tratamento de beleza com ultrassons, ionização e fototerapia

VEGASTRIDE, LDA.
RUA NOVA DE NESPEREIRA, 8
4770-287 LAGOA
V. N. FAMALICÃO | PORTUGAL
TEL.: (+351) 252 302 100
www.vegascosmetics.pt | geral@vegascosmetics.pt



